

智慧健康照護網 後台功能說明

後台功能說明

(1)前往會員登入介面

國立成功大學前瞻醫療器材科技中心

智慧健康照護網

首頁 衛教資訊 樂活社區 關於我們

會員登入

多采多姿的
樂齡健康生活

醫療衛生+智能科技+自主樂活

了解更多

The image shows a website header with a dark blue bar at the top containing the text '國立成功大學前瞻醫療器材科技中心' and a Facebook icon. Below this is a white navigation bar with the logo 'MEDICAL DEVICE INNOVATION CENTER 智慧健康照護網' on the left, and menu items '首頁', '衛教資訊', '樂活社區', and '關於我們' in the center. A red box highlights the '會員登入' button on the right. The main banner features a photograph of three elderly people (two men and one woman) sitting outdoors and looking at a tablet together. Overlaid on the left side of the banner is the text '多采多姿的 樂齡健康生活' in large white characters, with a blue circle behind the first character. Below this is the tagline '醫療衛生+智能科技+自主樂活' and an orange button labeled '了解更多'.

後台功能說明

(2)會員登入或註冊成為會員



如果已註冊成會員者，可利用身分證及密碼登入

會員登入表單

身分證字號 / 字首英文務必使用大寫

例：A123456789

密碼 / 身分證字號末4碼+生日，共八碼

例：26030510

請輸入驗證碼 / 點擊圖片可更換數字

驗證碼

記住我的登入資訊

登入

※尚未註冊的會員可以點擊此處註冊成為會員

還不是會員嗎？請點擊這裡免費加入

後台功能說明

(3) 醫護會員登入

智慧健康照護網

陳博士

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

健康排行榜

後台功能區

陳博士

更改個人資料 可進行個人資料修改(如:大頭照、電話、暱稱等.....)

品質與佈局體驗，建議更新瀏覽器至以下版本：IE11(含)以上、最新版Chrome、最新版Firefox、最新版Safari

後台功能說明

(4-1) 醫護分享功能

智慧健康照護網 陳博士

陳博士

添加 1. 增加文章

醫護分享

健康紀錄 健康紀錄

檢測數據 檢測數據

健康排行榜 健康排行榜

搜尋：

建立時間	狀態	封面圖片	順序	置頂	作者	作者身份	所屬分類	操作
2020-08-05 14:47:39	已發布		25	否	陳博士	醫護人員	醫護人員分享	編輯 刪除

共1頁, 共1筆

上一頁 1 下一頁

後台功能說明

(4-2) 醫護分享功能

此圖展示了醫護分享功能的後台操作界面。界面主要分為「主要內容」和「發佈資訊」兩個區域。

2. 填寫標題及內文

在「主要內容」區域，用戶需要填寫標題和內文。標題欄位上方標有「標題」，下方為輸入框。內文欄位上方標有「內文」，下方為富文本編輯器，包含段落、加粗、斜體、下劃線、顏色、背景色、列表、縮進、鏈接、圖片、表格等工具。

3. 選擇欲上傳的封面圖片

在「發佈資訊」區域，用戶需要選擇封面圖片。該區域上方標有「封面圖片」，下方有一個「選擇檔案」按鈕，目前顯示為「未選擇任何檔案」。

4. 保存後文章將送出

在「發佈資訊」區域底部，有一個「保存」按鈕，用於保存文章。

此外，「發佈資訊」區域還包含「狀態」下拉選單（目前顯示為「已發布」）和「發表文章注意事項」。

發表文章注意事項

1. 請不要發表推銷或是與健康照護不相關之文章。
2. 違反規定者，文章將會被刪除而且停權會員功能。

後台功能說明

(5-1)健康紀錄功能

智慧健康照護網

陳博士

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

健康排行榜

健康紀錄

選擇日期

2021-05-31 - 2021-06-06

選擇場域

選擇場域

選擇患者

搜尋姓名

1. 選擇欲查詢的日期區間

2. 選擇欲查詢的場域

3. 選擇患者

後台功能說明

(5-2)健康紀錄功能

智慧健康照護網 陳博士

健康紀錄

選擇日期: 2020-05-31 - 2021-06-06 選擇場域: 成醫復健部 選擇患者: 張 (1970-07-14)

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

健康排行榜

健促系統一：智能回饋運動訓練系統

- 累計運動時間:0時20分
- 上週累計運動時間:0時0分
- 累計運動圈數:776圈
- 上週累計運動圈數:0圈
- 運動次數:6次
- 上週運動次數:0次

健促系統三：中風復健評估及訓練系統

- 累計復健時間:1時0分
- 上週累計復健時間:0時0分
- 復健次數:45次
- 上週復健次數:0次

4.1可查看健促系統累積之運動紀錄

運動日期	運動時間 (分)
02/04	6
03/09	14

2021-03-09
平均心率:61
平均MHR:35.4%
平均圈數:89.2圈
平均運動時間:2.8分
累計運動圈數:446圈
累計運動時間:14分
運動次數:5次

復健日期	復健次數
07/15	20.0
08/10	25.0

2020-08-10
復健時間:30分
復健次數:25次
居家復健內容:
握湯匙碰嘴
移杯置前

4.2可查看健促系統單日健康紀錄(心率、MHR、運動時間等)

後台功能說明

(6-1) 檢測數據功能

智慧健康照護網

陳博士

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

- 智能回饋運動訓練系統
- 銀髮體適能檢測及智能健
- 中風復健評估及訓練系統

健康排行榜

提供三項福祉系統數據功能查詢

智能回饋運動訓練系統

6-06 選擇場域

搜尋：

項結果

生日 性別 檢測日期

無資料

上一頁 下一頁

後台功能說明

(6-2) 檢測數據功能(智能回饋運動訓練系統)

智慧健康照護網 陳博士

陳博士

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

● 智能回饋運動訓練系統

● 銀髮體適能檢測及智能健

● 中風復健評估及訓練系統

健康排行榜

1. 選擇想查詢的系統

檢測數據

健促系統一：智能回饋運動訓練系統

2020-05-31 - 2021-06-06 成醫復健部 4. 點擊查詢

2. 選擇時間區間 3. 選擇場域

搜尋：

每頁顯示 10 項結果

5. 顯示該場域所有患者，選擇想查詢的患者數據

姓名	生日	性別	檢測日期
陳芬	1960-04-06	女	2021-04-06 15:48:46
楊雄	1954-06-02	男	2021-03-24 09:50:12
郭娥	1953-03-20	女	2021-03-18 15:26:54
林芬	1958-07-28	女	2021-03-18 15:25:38
林裕	1953-07-02	男	2021-03-18 15:24:11
江聰	1959-04-28	男	2021-03-18 15:21:59
陳陽	1954-04-11	男	2021-03-18 15:18:52
賀珍	1952-01-26	女	2021-03-18 15:16:52
徐里	1944-07-10	女	2021-03-18 15:08:59
謝琳	2000-08-17	女	2021-03-10 13:29:13

後台功能說明

(6-3) 檢測數據功能(智能回饋運動訓練系統)

智慧健康照護網 陳博士

陳博士

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

● 智能回饋運動訓練系統

● 銀髮體適能檢測及智能健

● 中風復健評估及訓練系統

健康排行榜

健促系統一：智能回饋運動訓練系統

【受測者資料】

姓名：汪楊■枝 性別：女 生日：1936-12-06 慣用手：右手

檢測紀錄	
檢測日期：2020-10-05 11:05:23 握力測試(左)：10 公斤 行走速度：0.40 公尺/秒	第 1 次檢測 握力測試(右)：10 公斤 起立行走測試(TUG)：10.00 秒
檢測日期：2021-03-15 11:48:45 握力測試(左)：10.8 公斤 行走速度：0.21 公尺/秒	第 2 次檢測 握力測試(右)：10.5 公斤 起立行走測試(TUG)：38.13 秒
檢測日期：2021-03-15 11:50:21 握力測試(左)：10.5 公斤 行走速度：0.27 公尺/秒	第 3 次檢測 握力測試(右)：9.5 公斤 起立行走測試(TUG)：30.00 秒

檢測雷達圖

握力測試

起立行走測試

行走速度

第 1 測驗 第 2 測驗 第 3 測驗

6.顯示體適能檢測數據(握力、行走速度、起立行走速度)、數據轉換成雷達圖

後台功能說明

(6-4) 檢測數據功能(銀髮體適能檢測及智能健康促進系統)

智慧健康照護網 陳博士

陳博士

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

智能回饋運動訓練系統

銀髮體適能檢測及智能健

中風復健評估及訓練系統

健康排行榜

檢測數據

健促系統二：銀髮體適能檢測及智能健康促進系統

2020-05-31 - 2021-06-06 MDIC 樂齡班 4. 點擊查詢

2. 選擇時間區間 3. 選擇場域

搜尋：

每頁顯示 10 項結果

5. 顯示該場域所有患者，選擇想查詢的長輩前、後測數據

姓名	生日	性別	檢測日期
受者315	1937-01-01	男	2021-04-26 06:02:46
李 爺	1955-09-01	男	2021-04-26 03:53:52
受者301	1961-01-01	男	2021-03-18 08:41:04
林 澤	1983-08-01	男	2021-03-04 06:01:30
te	1961-01-01	女	2021-02-02 07:34:29
吳 明	1954-01-09	男	2021-01-28 04:07:02
劉	1970-07-14	男	2021-01-28 01:36:20
受者269		男	2021-01-28 01:28:00
受者272		男	2020-11-27 08:53:48
受者271		男	2020-11-26 09:08:08

後台功能說明

(6-5) 檢測數據功能(銀髮體適能檢測及智能健康促進系統)

智慧健康照護網 陳博士

健促系統二：銀髮體適能檢測及智能健康促進系統

【受測者資料】

姓名 李維 性別 男 年齡 65

類型	六分鐘走路測試	原地站立抬膝	抓髒測試	坐姿體左前臂	坐姿體右前臂	椅子坐起運動	閉眼單足立	BMI	握力左	握力右	椅子坐立	行走測試	ASMI	手肘曲肌左	手肘曲肌右	手肘伸肌左	手肘伸肌右	膝屈肌左	膝屈肌右	膝伸肌左	膝伸肌右	髖屈肌左	髖屈肌右	髖伸肌左	髖伸肌右	髖外
前測	569.40	104	-10.5	4.4	6.8	4.80	30.00	24.0	39.0	35.9	27	1.38	8.2	26.8	26.8	10.6	10.7	16.0	25.3	26.0	26.3	31.4	31.3	20.1	16.1	40.5

檢測項目	1.六分走路(分)	2.站立抬膝(分)	3-1.抓髒(分)	3-2.坐姿前臂(分)	4-1.椅子擡初(分)	4-2.閉眼單足(分)	5.身體組成(分)	6-1.握力(分)	6-2.椅子坐立(分)
前測	45	65	40	65	85	95	40	70	90

類型	1.心肺耐力(分)	2.柔軟度(分)	3.平衡能力(分)	4.身體組成(分)	5.肌力(分)
前測	65	53	90	40	80

【前後測體適能雷達圖】

【體適能整體表現】

體適能整體表現(前測)：65.6分
(肌力+身體組成+心肺耐力+柔軟度+平衡能力)/5

【肌少症風險評估】

肌少症風險(前測)

行走速度：1.38公尺/秒
SMI：8.18
握力：37.48

6.顯示體適能前後測數據、雷達圖、肌少症風險評估

後台功能說明

(6-6) 檢測數據功能(中風復健評估及訓練系統)

智慧健康照護網

陳博士

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

智能回饋運動訓練系統

銀髮體適能檢測及智能健

中風復健評估及訓練系統

健康排行榜

健促系統三：中風復健評估及訓練系統

2020-05-31 - 2021-06-06

成醫復健部

4. 點擊查詢

2. 選擇時間區間

3. 選擇場域

搜尋：

每頁顯示 10 項結果

5. 顯示該場域所有患者，選擇想查詢的病患評估紀錄

姓名	生日	性別	檢測日期
楊勳	1974-06-14	男	2021-05-31 11:17:14
謝順	1955-04-07	男	2021-05-25 13:43:50
王何	1967-12-27	男	2021-05-13 13:24:29
黃鳳	1968-12-30	女	2021-04-22 14:14:36
郭源	1959-05-24	男	2021-04-21 10:25:52

後台功能說明

(6-7) 檢測數據功能(中風復健評估及訓練系統)

智慧健康照護網

陳博士

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

智能回饋運動訓練系統

銀髮體適能檢測及智能健

中風復健評估及訓練系統

健康排行榜

檢測數據

健促系統三：中風復健評估及訓練系統

【受測者資料】

姓名：劉 ■ 類型：Ischemic Stroke 年齡：50 患側：左側
性別：男 聯絡電話：0977997799 生日：1970-07-14

個案整體表現 張力與動作評估 活動量 生活型態 日常生活獨立 生活品質

6. 可選擇個案整體表現
(可切換張力動作評估、活動量、生活型態、日常生活獨立、生活品質)

個案居家復健

測驗紀錄		測驗成績					
FMA-Upper Arm		日期：2020-07-14					
測驗結果		FUGL-MEYER ASSESSMENT UPPER EXTREMITY (FMA-UE) 請點選符合描述之分數，共有A/B/C/D四個大項目。					
66		A. Upper Extremity (Sitting position)					
60		I. Reflex activity		None	Can be elicited		
50		Flexors: biceps and finger flexors (at least one)		0	2		
40		Extensors: triceps		0	2		
30		II. Volitional movement within synergies		None	Partial	Full	
20		IIa. Flexor synergy: Hand from contralateral knee to ipsilateral ear.	Shoulder	Retraction	0	1	2
10				Elevation	0	1	2
0				Abduction(90°)	0	1	2
2020-07-14				Outward rotation	0	1	2
		Elbow	Flexion	0	1	2	
		Forearm	Supination	0	1	2	

7. 可觀看評估紀錄與成績

後台功能說明

(6-8) 檢測數據功能(中風復健評估及訓練系統)

智慧健康照護網

陳博士

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

智能回饋運動訓練系統

銀髮體適能檢測及智能健

中風復健評估及訓練系統

健康排行榜

檢測數據

健促系統三：中風復健評估及訓練系統

【受測者資料】

姓名：劉 類型：Ischemic Stroke 年齡：50 患側：左側
性別：男 聯絡電話：0977997799 生日：1970-07-14

個案整體表現

個案居家復健

8. 可選擇個案居家復健觀看復健任務表與復健紀錄

任務表	復健紀錄
<p>訓練強度： 一週5次, 30分鐘/次</p> <p>訓練內容：</p> <ul style="list-style-type: none">15 <input checked="" type="checkbox"/> 1. 握湯匙碰嘴15 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移杯置前0 <input type="checkbox"/> 3. 握餐具移豆子a0 <input type="checkbox"/> 4. 握杯碰嘴0 <input type="checkbox"/> 5. 舉杯模擬倒水0 <input type="checkbox"/> 6. 握餐具移豆子b0 <input type="checkbox"/> 7. 倒水入杯(水杯含150ml水)0 <input type="checkbox"/> 8. 刷牙手勢	<p>2020-07-15</p> <ul style="list-style-type: none">次數: 20握湯匙碰嘴: 10移杯置前: 10握餐具移豆子a: 0握杯碰嘴: 0舉杯模擬倒水: 0握餐具移豆子b: 0倒水入杯(水杯含150ml水): 0刷牙手勢: 0

為提供更穩定的瀏覽品質與使用體驗，建議更新瀏覽器至以下版本：IE11(含)以上、最新版本Chrome、最新版本Firefox、最新版本Safari

後台功能說明

(7)健康排行榜

智慧健康照護網

陳博士

醫護分享

健康紀錄

檢測數據

健康排行榜

1.點選健康排行榜

2.選擇場域

3.選擇時間區間

陳博士

智能回饋運動訓練系統

銀髮體適能檢測及智能健康促進系統

成醫老年科

2021-03-31 - 2021-06-06

MDIC 樂齡班

2021-01-01 - 2021-06-06

健康排行榜

選擇場域及日期後，顯示該場域區間內運動時間排行

名次	姓名	運動時間(分)
1	陳■舜	53時21分
2	居家郭■秋香	21時28分
3	居家林■岑	14時3分
4	居家郭■紅	13時4分
5	居家石■金鳳	8時16分

金幣排行榜

選擇場域及日期後，顯示該場域區間內金幣數量排行

名次	姓名	金幣數量(個)
1	劉■	16604
2	江■聰	6940
3	賀■珍	5990
4	徐■里	5940
5	林■月	5910

END